

LUZEREN®

Horno vertical para uso general de 125L



Descripción:

Horno vertical de uso general con convección mecánica, control digital PID con microprocesador, pantalla LED de 4 dígitos. Reloj, ventana con cristal templado, alarma e interruptor térmico de seguridad, ventilador silencioso, interiores de acero inoxidable tipo 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Ideal para laboratorios de investigación científica y algunas aplicaciones industriales.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003182
Capacidad	125L (4.41 cuft)
Rango de temperatura	35 A 300°C
Resolución	0.1°C
Fluctuación	±1°C
Uniformidad	±2.5%
Reloj	1~9999min
Parrillas	2 Piezas
Sensor	PT100
Peso	60 Kg
Medidas Interiores (W*D*H)	500*450*500mm
Medidas exteriores (W*D*H)	636*680*915mm
Consumo Eléctrico	2.3 KW
Alimentación Eléctrica	220V, 50Hz