

# LUZEREN®

## Bomba de vacío rotatoria 70L/min



### Descripción:

Bomba de vacío rotatoria de una etapa. Fabricada con material de aleación de aluminio para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, mirilla para chequeo de nivel de aceite. Interruptor de encendido y apagado. Cubierta protectora del ventilador. Base con patas de goma anti vibratorias que favorece la estabilidad. Asa ergonómica para sujeción y acarreo.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1003192
Desplazamiento	70 L/min (2.5 CFM)
Vacío final	5 Pa (0.05 mbar)
Motor	1/4Hp
Conector de entrada	1/4"
Capacidad de aceite	300ml
Peso	5.5Kg
Medidas totales (W*D*H)	275*122*220mm
Alimentación Eléctrica	220V, 50Hz

Incluye una botella con aceite