

LUZEREN®

Incubadora personal 9.2L



Descripción:

Incubadora personal de 9.2L diseño compacto para pequeños laboratorios o aulas escolares, etc. Puerta con ventana grande de cristal templado para amplia visibilidad hacia el interior, convección natural, control digital con pantalla LED. Interiores en acero inoxidable tipo 304. Exteriores de acero con terminado en pintura electrostática resistente a la corrosión. Interruptor de apagado/encendido y luz piloto para indicar calentamiento.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003196
Capacidad	9.2L (0.375cuft)
Rango de temperatura	35 A 60°C
Resolución	0.1°C
Uniformidad de Temperatura	±0.5°C
Parrillas	1 Pieza
Medidas interiores (W*D*H)	230*200*200mm
Medidas exteriores (W*D*H)	285*280*335mm
Consumo eléctrico	65W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz