



## Parrilla agitadora digital



### Descripción:

Parrilla de agitación magnética con placa cerámica cuadrada en color blanco para facilitar la visualización. Pantalla de LED. Controles independientes para velocidad y temperatura. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1004011</b>
Medidas de placa	184*184 mm
Temperatura máxima / incremento	550°C, 5°C
Lectura de temperatura	±1°C
Precisión de temperatura	±10°C
Temperatura de seguridad	580°C
Velocidad de agitación	0 – 1500 RPM
Volumen máximo de agitación (H2O)	10L
Longitud Max. barra de agitación	80mm
Sensor externo de temperatura	PT1000 (Exactitud ±0.5°C) (NO INCLUIDO)
Grado de protección	IP21
Peso	4.5 Kg
Medidas (D*W*H)	360*215*112mm
Consumo eléctrico	1030W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz