



## Baño seco digital



### Descripción:

Baño seco digital para un bloque, control con microprocesador, pantalla de LED, reloj, control de calentamiento estable y preciso. Interruptor térmico de seguridad. Tiene aplicaciones para uso continuo o programado. Cubierta de protección y preservación de calor. Incluye 1 bloque para 40 tubos de 1.5/2.0ml. (18900220) y es compatible con varios bloques opcionales.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1004043
Rango de temperatura	Ambiente +5°C A 120°C
Exactitud	± 0.5°C
Uniformidad	± 0.5°C
Tiempo de calentamiento	5.5°C/min
Protección por sobretemperatura	140°C
Reloj	1min – 99hr59min
Peso	3kg
Medidas totales (D*W*H)	175*290*85mm
Consumo eléctrico	160W
Alimentación eléctrica	100-120V, 50/60 Hz