



Dispensador Análogo 2.5- 25ml



Descripción:

Dispensador análogo fabricado con materiales con excelente resistencia química, los componentes están hechos de PTFE, FEP, BSG y PP, es totalmente autoclavable a 121 °C. Su diseño permite una fácil limpieza. Se suministra con 5 adaptadores de tamaño S40, GL32, GL38, GL25 y GL28. (No incluye frasco)

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004061
Rango de volumen	2.5-25ml
Graduación	0.5ml
Rango de temperatura de operación (Instrumento y reactivos)	15°C - 40°C
Presión de vapor Max.	500 mbar
Densidad Max.	2.2g/cm ³
Viscosidad Max.	500mm ² /s
Peso	650g
Medidas empaque (W*D*H)	255*200*55mm