

LUZEREN®

Mantilla con agitacion 500ml



Descripción:

Mantilla de calentamiento y agitacion semiesférica para matraz, control análogo para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1005473
Capacidad	500ml
Rango de temperatura	37 A 300°C
Agitacion	0-1600 RPM
Peso	2.5Kg
Medidas (Dia*H)	220*165mm
Consumo eléctrico	350W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz

Incluye barra de agitacion magnética e instructivo