

LUZEREN®

Parrilla con placa cerámica



Descripción:

Parrilla de calentamiento análoga con cubierta cerámica, control análogo de temperatura. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1005476
Volúmen Máximo	5L
Temperatura máxima	380°C
Medidas de placa	190*190 mm
Longitud de varilla	375mm
Longitud de pinza	180mm
Peso	5 Kg
Medidas (W*L*H)	320*190*125mm
Consumo eléctrico	600W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye varilla ajustable, opresor y pinza para termómetro.