

LUZEREN®

Parrilla digital con placa cerámica



Especificaciones:

Catalogo	PRO1005477
Velocidad	200-2000 RPM
Volúmen Máximo	5L
Temperatura máxima	350°C
Medidas de placa	190*190 mm
Longitud de varilla	375mm
Longitud de pinza	180mm
Peso	5 Kg
Medidas (W*L*H)	320*190*125mm
Consumo eléctrico	600W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye varilla metálica, opresor, pinza para termómetro, sensor de temperatura y barra magnética.

Descripción:

Parrilla de calentamiento con agitación magnética digital, pantalla LCD retroiluminada, cubierta cerámica, sensor PT100, alarma, control digital de temperatura y control de velocidad análogo. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones médicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.