

# LUZEREN®

## Centrifuga clínica



### Descripción:

Centrifuga clínica ventilada, control digital con microprocesador, velocidad variable, silenciosa, pantalla LCD retroiluminada, tapa de acrílico traslucido y reloj. Sistema de bloqueo de seguridad de la tapa. Motor sin escobillas para larga vida útil. Gran aplicación en medicina, bancos de sangre, biología celular y molecular, industria farmacéutica, centros de investigación científica, la enseñanza, etc.



**Rotor ventilado para 8 plazas**



**Pantalla LCD y control**



**Adaptadores para tubo**

**Especificaciones:**

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1006023</b>
Rango de velocidad	300 - 4000 rpm
RCF máxima	2460 Xg
Tipo de rotor	Angular
Reloj	15 seg - 99 min. / operación continua
Grado de protección	IP21
Adaptadores incluidos	8 para 50ml 8 para 1.5ml/2ml 8 para 2ml/3ml/4ml 8 para 5ml/6ml/7ml
Altitud de operación	2000m. max.
Medidas totales (L*W*H)	480*440*300mm
Empaque	
Peso total	13 Kg.
Alimentación eléctrica	ENTRADA: AC100-240V,50/60 Hz, SALIDA DC24V, 6.5A

Incluye rotor de ángulo fijo para 8 tubos de 50ml, llave metálica hexagonal, adaptadores para tubo de distintas capacidades y convertidor de voltaje AC/DC