

Premiere

Refractómetro portátil para orina 0-12g/dl (ATC)



Descripción:

Refractómetro clínico, análogo y portátil con perfil de aplicación en humanos y animales (Uso veterinario). Gran rapidez y precisión en la medición del nivel de fluidos. Su escala triple lee la densidad específica de la orina, proteína en suero total y el índice de refracción. Es de construcción robusta y fabricado con materiales resistentes a la corrosión. Cuenta con celda de cuarzo y línea de demarcación de alto contraste para lecturas fáciles y precisas. Cuenta con compensación automática de temperatura (ATC).

Especificaciones:

Catalogo	PRO1006024
Modelo	RHC-200-ATC
Rango	Proteína de suero 0 – 12g / dl Densidad específica 1.000-1.050sg Índice de refracción 1.330-1.360RI
Resolución	Proteína 0.2g/dl Densidad específica 0.005sg Índice de refracción 0.0005RI
Precisión	Proteína de suero +/-0.2g/dl Densidad específica +/-0.005sg Índice de refracción +/-0.0005RI
ATC	Si
Temperatura de Referencia	0-30°C
Peso	215g
Dimensiones (L*Dia)	170*40mm

Incluye pipeta de transferencia, desarmador, estuche rígido y manual de operación.