

# LUZEREN®

## Mantilla semiesférica 500ml



### Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica para matraz, control análogo de temperatura para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2001009</b>
Capacidad	500ml
Rango de temperatura	37 A 300°C
Peso	3Kg
Medidas totales	390*270*160mm
Consumo eléctrico	250W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz