

LUZEREN®

Mantilla digital semiesférica 250ml



Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica para matraz, control digital con microprocesador para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001014
Capacidad	250ml
Rango de temperatura	37 A 300°C
Peso	4.3Kg
Medidas totales	310*200*150mm
Consumo eléctrico	180W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz