

LUZEREN®

Mantilla digital semiesférica 2000ml



Especificaciones:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Catalogo | PRO2001017 |
| Capacidad | 2000ml |
| Rango de temperatura | 37 A 300°C |
| Peso | 7.5Kg |
| Medidas totales | 390*270*160mm |
| Consumo eléctrico | 500W |
| Alimentación eléctrica | 120V, 50/60Hz |

Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica para matraz, control digital con microprocesador para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.