

LUZEREN®

Centrifuga Clínica Digital 4000rpm 24*15ml



Descripción:

Centrifuga clínica, control digital con microprocesador. Reloj, es silenciosa, fabricada con estructura de metal con acabado exterior de alta resistencia, tina de acero inoxidable, motor libre de carbones. Incluye rotor angular para 24 tubos de 15ml. De uso común en laboratorios de química, biología, medicina, física, protección del medio ambiente, alimentos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001156
Velocidad máxima	4000 RPM
Fuerza centrifuga máxima	5120 Xg
Reloj	0-99 Min
Nivel máximo de ruido	≤65dB
Peso	13.5 Kg
Consumo	80W.
Medidas (L*W*H)	410*350*260mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz