

# LUZEREN®

## Horno Digital de 70L



### Descripción:

Horno Digital con convección mecánica, control PID con microprocesador, pantalla LED. Reloj. Puerta con ventana de vidrio templado, interiores de acero inoxidable 304 con acabado espejo y esquinas redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Ideal para laboratorios de investigación científica y algunas aplicaciones industriales. Cuenta con ductos suficientes para una eficiente distribución del flujo de aire en todos los puntos de la cámara, logrando excelente uniformidad de temperatura. Empaque de silicón instalado en la puerta para un sellado óptimo. Perilla en panel frontal para control de apertura y cierre de escotilla. Equipo indispensable para proceso de secado, curado, fusión y esterilización. Gran utilidad en minería, instituciones médicas, colegios, universidades y diversos laboratorios.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001198
Capacidad	70 lts (2.56 cuft)
temperatura Máxima	300°C
Precisión / Estabilidad	±0.1°C, +/-0.5°C
Reloj	1-9999min
Parrillas	2 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	400*350*500mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	600*550*800mm
Consumo Eléctrico	1350W
Alimentación Eléctrica	110V, 60Hz