



Agitador orbital análogo 50-300RPM



Descripción:


Agitador orbital análogo con plataforma grande. Fabricado con materiales de alta resistencia química, control de velocidad variable y rotación orbital de alta precisión. Es una línea de alto rendimiento capaces de funcionar de manera continua para una amplia variedad de laboratorios médicos, químicos y biológicos. Diseñadas para ofrecer flexibilidad, estas unidades vienen con una gran selección de accesorios y aditamentos opcionales para satisfacer sus necesidades específicas del laboratorio. Con un excelente historial de confiabilidad y larga durabilidad.

Especificaciones:


Catalogo	S302-20M
Modelo	SHKR-10
Medida de la Plataforma	355 * 235mm
Rango de Velocidad	50 A 300RPM
Amplitud del Giro	20mm
Tipo de Rotacion	Orbital
Temperatura de Operación	+4°C A +45°C
Humedad de Operación	Max 80%
Peso	5.5 kg
Medidas Totales (L*W*H)	360*280*100 mm
Alimentación Eléctrica	110VAC, convertidor 24VDC



Accesorios y aditamentos opcionales:



SHKR-15 Adaptador de microplacas STD



SHKR-17 Sujetador de rodillos Universal



SHKR-14 Adaptador de tubos de 30mm



SHKR-13 Adaptador de tubos de 16mm



SHKR-19 Tapete de hule antideslizante



SHKR-12 caja magnética para clips